

2.2 Parâmetros

OBSERVAÇÃO

- O objetivo deste analisador é identificar o paciente normal, com todos os parâmetros normais gerados pelo sistema, e marcar ou identificar resultados do paciente que requerem estudos adicionais.

O analisador determina 25 parâmetros, 4 parâmetros RUO, histogramas e 1 gráfico de dispersão das amostras de sangue. Os parâmetros dos modos CBC e CBC+DIFF são listados como segue:

Tabela 2-1 Parâmetros

Grupo de parâmetros	Nome	Abreviação	CBC	CBC+ DIFF
Grupo WBC (15), incluindo 4 parâmetros RUO	Contagem de glóbulos brancos	WBC	√	√
	Número de basófilos	Bas#	/	√
	Porcentagem de basófilos	Bas%	/	√
	Número de neutrófilos	Neu#	/	√
	Porcentagem de neutrófilos	Neu%	/	√
	Número de eosinófilos	Eos#	/	√
	Porcentagem de eosinófilos	Eos%	/	√
	Número de linfócitos	Lym#	/	√
	Porcentagem de linfócitos	Lym%	/	√
	Número de monócitos	Mon#	/	√
	Porcentagem de monócitos	Mon%	/	√
	Número de linfócitos anormal	ALY#	/	√
	Porcentagem de linfócitos anormal	ALY%	/	√
	Número de células grandes imaturas	LIC#	/	√
	Porcentagem de células grandes imaturas	LIC%	/	√
Grupo RBC (8)	Contagem de glóbulos vermelhos	RBC	√	√
	Concentração de hemoglobina	HGB	√	√
	Volume corpuscular médio	MCV	√	√
	Hemoglobina corpuscular média	MCH	√	√
	Concentração de hemoglobina corpuscular média	MCHC	√	√
	Largura da distribuição de células de glóbulos vermelhos - Coeficiente de variação	RDW-CV	√	√
	Largura da distribuição de células de glóbulos vermelhos - Desvio padrão	RDW-SD	√	√
	Hematócrito	HCT	√	√